

Karta Bezpieczeństwa: MYS MV99 FFP3 NR

1. Podmiot Odpowiedzialny

Dystrybutor / Importer:

- **Nazwa:** Pizzocri S.r.l.
- **Adres:** Via Fondo Ausa 28, 47891 Dogana di Serravalle, Republika San Marino
- **E-mail:** info@pizzocri.com

Dystrybutor w Polsce:

- **Nazwa:** Linarem Cisowski Spółka Komandytowo-Akcyjna
 - **Adres:** ul. Półnanki 22, 30-740 Kraków
 - **NIP:** 6793234999
 - **REGON:** 521471905
 - **KRS:** 0000960103
-

2. Opis Produktu

- **Typ produktu:** Półmaska filtrująca FFP3 – środek ochrony indywidualnej (DPI III kategorii)
- **Postać:** Składana półmaska filtrująca bez zaworu
- **Przeznaczenie:** Ochrona dróg oddechowych przed cząstkami stałymi, aerozolami, pyłami, dymami i mgłami o wysokiej toksyczności
- **Skład / substancja czynna:** Materiał filtracyjny z włókniny TNT – 100% latex free
- **Grupa docelowa:** Profesjonalna / przemysłowa / medyczna / konsumencka
- **Data przydatności:** 06/2030
- **Nr / seria produktu:** Model MV99 / Na opakowaniu

Dodatkowe informacje o produkcie:

- filtracja cząstek $\geq 99\%$
- maska **bez zaworu wydechowego**
- konstrukcja **5-warstwowa**
- regulowany klips nosowy i elastyczne zaczepy za uszy
- produkt jednorazowy (NR – non reusable)

- zgodność z normą **EN 149:2001 + A1:2009** oraz rozporządzeniem **UE 2016/425** dotyczącym środków ochrony indywidualnej
-

3. Klasyfikacja Zagrożeń

Każdorazowo sprawdzić kompletność i zgodność z kartą

Hasło ostrzegawcze: Nie dotyczy

Zwroty wskazujące zagrożenia (H): Brak

Środki ostrożności (P): Brak

4. Analiza Ryzyka

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Nieprawidłowe dopasowanie maski do twarzy
 - Uszkodzenie materiału filtrującego
 - Długotrwałe użytkowanie ponad zalecany czas
 - **Prawdopodobieństwo narażenia:** Niskie
 - **Skutki zdrowotne:**
 - Niewystarczająca ochrona układu oddechowego w przypadku złego dopasowania
 - Podrażnienie skóry przy długotrwałym kontakcie
 - **Wpływ na środowisko:**
 - Produkt jednorazowy – może generować odpady komunalne
 - **Poziom ryzyka:** Niski przy prawidłowym użytkowaniu
-

5. Pierwsza Pomoc

Każdorazowo sprawdzić kompletność i zgodność z kartą

- **Kontakt z oczami:** W przypadku dostania się zanieczyszczeń do oka przepłukać oczy dużą ilością czystej wody.
 - **Kontakt ze skórą:** W przypadku podrażnienia skóry przerwać stosowanie i przemyć skórę wodą.
 - **Spożycie:** Nie dotyczy
-

6. Warunki Przechowywania

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu
 - Chronić przed wilgocią oraz zanieczyszczeniem
 - Przechowywać w temperaturze i wilgotności zgodnej z zaleceniami producenta
 - Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
-

8. Utylizacja

- Zużyte maski usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych lub medycznych
 - Nie wyrzucać do środowiska naturalnego
-

9. Zgłoszenia Zagrożeń Bezpieczeństwa (GPSR)

Zgłoszenia należy przesłać:

Dystrybutor / Importer:

- **Nazwa:** Pizzocri S.r.l.
- **Adres:** Via Fondo Ausa 28, 47891 Dogana di Serravalle, Republika San Marino
- **E-mail:** info@pizzocri.com

Lub do dystrybutora:

- **Nazwa:** Linarem Cisowski S.K.A.
- **Adres:** ul. Półanki 22, 30-740 Kraków
- **E-mail:** GPSR@linarem.pl

W zgłoszeniu prosimy podać:

1. Nazwę i numer seryjny produktu
 2. Datę i miejsce zakupu
 3. Opis zdarzenia
 4. Dane kontaktowe zgłaszającego
 5. Zdjęcia / filmy, jeśli to możliwe
-

Data oceny: 12.03.2026